

Eco LactaStart Pasta

Energirig vomstarter med selen og magnesium til nykælvere

Ernæringsformål

Tilskudsfoder til malkekøer med følgende ernæringsformål:
Effektiv laktationsstarter til nykælvere, der medvirker til at kickstarter vomfunktionen og stimulering af appetitten efter kælvning.

"Kan anvendes i økologisk landbrug i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 834/2007 og (EF) nr. 889/2008".

Egenskaber

Bidrager til en optimal vomfunktionen, når en stor foderration skal omsættes, og appetitten stimuleres i tiden lige efter kælvning.

Bidrager til et optimalt vommiljø sammen med glucosedannende stoffer, der medvirker til et højere blodsukkerniveau. Indeholder tillige calcium, fosfor, selen og zink.

Brugsanvisning

Brug to patroner pr. ko:

Første patron, - lige efter kælvning.

Anden patron, - 12 timer efter kælvning.

"Det anbefales at indhente en udtaelse fra en dyrlæge, inden brug".

Sammensætning

Vand, mononatriumfosfat, kaliumklorid, magnesiumoxid

Tilsætningsstoffer, mg/kg

Ernæringsmæssige

Zn, zinksulfat, monohydrat	1.000
Se, natriumselenit	1,8

Teknologisk

Calciumpropionat	427.000
------------------	---------

Analytiske bestanddele

Råprotein	>01,00%
Råfedt	>01,00%
Råaske	33,00%
Træstof	>01,00%
Vand	44,00%
Calcium, Ca	07,35 %
Fosfor (P)	02,40%
Natrium, Na	06,80 %
Kalium, K	01,90 %
Magnesium, Mg	01,50 %

Nettvægt: 350 g. pr. patron,

12 eller 48 patroner pr. kasse.

Parti nr.: Batch 2105161

Skal helst anvendes inden: 21.05.2018

Opbevaring: Tørt og køligt, max. 30 gr. C.

Godkendelses nr.: 208-R 574713

Indgivelse af Eco LactaStart Pasta:

*Skær spidsen af patronen og skru vedlagte spids på patronen

*Sæt patronen i doseringspistolen og løft koens hoved op over vandret stilling og åbn dens mund.

*Før doseringspistolen - forfra - ind i munden, til den når fortænderne og tøm patronen i takt med koens synkebevægelser.

*Må kun indgives til dyr med gode synkebevægelser.

Patronen fjernes ved at holde den med en hånd og træk stempelstangen HELT tilbage med den anden.

LOKALIRRITERENDE

Eti. nr. 20-261